

# Verordnung der Parametereinstellung t:slim X2 mit Basal-IQ™ Technologie

Name des Patienten (Vor-, Zweit-, Nachname)

Geburtsdatum (Tag.Monat.Jahr)

## 1 Insulinangaben

<input type="checkbox"/> <b>Insulinstart*</b> <input type="checkbox"/> Humalog® <input type="checkbox"/> NovoRapid® <input type="checkbox"/> Admelog/Insulin lispro Sanofi®	<input type="checkbox"/> <b>Start mit NaCl</b> (Rezept für NaCl erforderlich)
<input type="checkbox"/> <b>Übliche Dosis Langzeitinsulin nehmen.</b> <b>_____ Einheiten.</b> Mit einer temporäre Basalrate von _____% starten, die _____ Stunden nach der letzten Injektion mit Langzeitinsulin endet.	<input type="checkbox"/> <b>Langzeitinsulin vor Pumpenstart anpassen.</b> <input type="checkbox"/> _____ Stunden vor Pumpenschulung absetzen. <input type="checkbox"/> auf _____ Einheiten vor Pumpenschulung reduzieren. <input type="checkbox"/> Sonstiges
<input type="checkbox"/> <b>Nach Anweisung des Arztes</b> _____	

## 2 Persönliches Profil und Boluseinstellungen

### Zeitsegmente

Uhrzeit	Basalrate (0; 0,1–15 IE)	Korrekturfaktor (1: 0,1–1:33,3 mmol/l; 1: 1–1:600 mg/dl)	KH-Verhältnis (1–300 g)	BZ-Zielwert (3,9–13,9 mmol/l; 70–250 mg/dl)

### Boluseinstellungen

<b>Dauer der Insulinwirkung</b>	_____ Stunden (2–8 Stunden in 1-Minuten-Schritten, Standard 5 Std.)
<b>Kohlenhydrate (für Bolusberechnung)</b>	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN

## 3 Sonstige Einstellungen

<b>Basalgrenze</b>	_____ Einheiten/Stunde (0,2–15 E/Std.)
<b>Maximaler Bolus</b>	_____ Einheiten (max. Bolus: 25 Einheiten, Standard 10 Einheiten)
<b>Sofort Bolus</b>	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN Gramm Kohlenhydrate: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <b>oder</b> Einheiten Insulin: <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5
<b>Basal-IQ Technologie</b>	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN (Standard: Basal-IQ-Funktion EIN, Warnung Unterbrechen/Fortsetzen AUS)
<b>Auto-Abschaltung</b>	<input type="checkbox"/> AUS <input type="checkbox"/> EIN _____ Stunden (5–24 Std., Standard 12 Std.)

### Weitere Anweisungen:

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arztes

\_\_\_\_\_ Datum (Tag.Monat.Jahr)

\*t:slim X2 – nur für U100 Insulin Humalog®, NovoRapid® und Admelog/Insulin lispro Sanofi® zugelassen

Verordnung Parametereinstellung t:slim X2 | V. 02/2024 | ART30986 | Alle Rechte vorbehalten